

PHILIPS

Näsmask

Pico

Förpackning

med kudde i storlek
Small/Medium

HH1032



Prestanda med mervärde

En genuint tilltalande traditionell näsmask med minimal hudkontakt mot ansiktet som är enkel, bekväm och har utmärkt tätning.

Kompakt design

- Pico sitter bekvämt på fler än 98 % av användarna*
- Den lättaste och minsta traditionella näsmasken*

Prestanda och komfort

- Ger snabb och enkel anpassning och justering

Funktioner

Kompakt design för en naturlig passform

Kudden på nästippen är utformad för att ligga nedantill på näsryggen så att kontakten med ansiktet blir så liten som möjligt men samtidigt ger överlägsen tätning. *Data på fil, intern marknadsundersökning 2013

Minimal design, överlägsen tätning

Designen och huvudbandets klämmor gör användningen och rengöringen enklare.

Det lättaste och minsta alternativet

Pico är en näsmask med minimal hudkontakt mot ansiktet vilket gör det möjligt att titta på tv eller läsa medan du har den på dig. *Data på fil, intern marknadsföringsenkät 2013

Specifikationer

Service

Garanti: 90-days

Specifications

Talon-klämmor, material: Termoplastisk polyesterelastomer

Specifikationer

Drifttryck: 4–20 cm H₂O

Ljudtrycksnivå: 19 dBA

Antal delar: Fem

Kudde, material: Silikon/polykarbonat

Huvudbandsmaterial:

UBL/uretanskum/nylon/lycra

Rengöringsinstruktioner: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengöring: huvudband och slang: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Ram/knärör/svivel, material: Polykarbonat

Avsedd användning

För patienter <gt/>30 kg: with CPAP prescription

Light and small

Enkel att ta på och justera: Tyst utandning

