

PHILIPS

Humidificador
calefactado

DreamStation Go

El humidificador de viaje más
fino¹

Emplea agua corriente o
embotellada³

Tecnología de ahorro de agua*

HH1531/06



Humidificación inteligente. Para toda la noche.

No tiene que abandonar el confort de la humidificación térmica si sale de viaje. Con su tecnología para ahorro de agua, la comodidad de usar agua corriente y un diseño compacto, podrá disfrutar de humidificación térmica allá donde viaje. Todos los productos de Philips cumplen con la legislación vigente. Puede consultar el uso previsto en el manual de instrucciones.

Humidificador calefactado

- Para la mascarilla que prefiera
- Ligero y de diseño compacto que facilita su empaquetado y transporte

Especificaciones

Humidifier Details

Size: 14,7cm x 5,9 cm x 15,1 cm

Weight: 344,7 g

Humidifier Capacity: 240 ml

Tubing compatibility: Tubos estándares microflexibles de 12, 15 y 22 mm

Water compatibility: Destilada, corriente y

embotellada*

Humidifier usage while on Battery power: No

Warranty: 2 años



* 1. En comparación con Transcend, HDM Z1, AirMini (no ofrece humidificador calefactado) y Devilbiss
* 2. El DreamStation Go viene equipado con un adaptador universal diseñado para ajustarse a todas las conexiones de 22 mm de d.e. estándares.
* 3. En zonas de agua dura, se recomienda el uso de agua embotellada o destilada.
* Ajusta la salida de humidificación cuando se activa el tiempo fijado de ahorro de agua. Consulte las instrucciones de uso para obtener más información.
* * En comparación con ResMed AirSense, AirStart; Devilbiss IntelliPAP 1 y IntelliPAP 2; Fisher y Paykel – SleepStyle, Icon