

# PHILIPS

Nenätyyny ja tiiviste

TrueBlue

P-koko

HH1016



Sininen Premium-geeliosa on ohut ja kevyt

TrueBlue-nenätyynyä ja -tiivistettä on viittä mukavaa kokoa.

**Muotoilu**

- Sininen Premium-geeli

## Kohokohdat

### Mukavuus

Sininen Premium-geeli ja ohut, muotoutuva silikoninen ulkokalvo tiivistävät maskin tehokkaasti ja muodostavat itsetiivistyvän järjestelmän.

## Tekniset tiedot

### Tekniset tiedot

**Pehmusteen materiaali:** Polyuretaanigeeli ja polyesterikalvo

**Tiivisteiden materiaali:** Silikoni

### Muotoilu

**Itsesäätyvä:** Auto-Seal-tekniikka

### Huolto

**Takuu:** 90 päivää

