

# PHILIPS

Magnetiske  
klemmer

Wisp

2 i hver pakke

HH1027



## Klemmene gjør det lett å tilpasse hodestroppen

Hodestroppklemmer med justerbare fliker som klikkes på plass. Rask og lettvinntilpasning.

### Lett å bruke

- Hodestroppklemmene og maskeputene inneholder magneter

### Utforming

- Hodestroppklemmer med justerbare fliker som klikkes på plass

# Høydepunkter

## Lett å tilpasse



Det lave antallet deler og hodestroppklemmene som klikkes på plass, gjør den enkel å bruke og vedlikeholde.

## Magnetiske klemmer

Ta kontakt med helsepersonell før du bruker denne masken. Enkelt medisinske enheter kan bli påvirket av magnetiske felt. De magnetiske spennene i denne masken må holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle aktive medisinske enheter, spesielt implanterte enheter som pacemakere, defibrillatorer og cochleaimplantater. Les i-Pack-brukerhåndboken for mer informasjon.

## Advarsel: Magnetisk interferens

Ta hensyn til pacemakere: Read IFU's before use.

## Beskrivelser

**Materiale i hodeklemmer:** Acetalkopolymer og neodymiummagnet

## Formgivning

**Enkel tilpasning:** Selvjusterende

## Service

**Garanti:** 90-days

