

# PHILIPS

Ultrafint filter

System One

6-pak

HH1421



## Ekstra filtreringsevne

Vidensdrevet design

To-trins-luftfiltreringssystem, der giver din enhed i System One 60-serien ekstra filtrering af meget fine partikler.

**Yderligere filtrering af meget fine partikler**

- Nemme at sætte i og fjerne

## Vigtigste nyheder

### Udskiftelige

For at opnå optimalt udbytte af din System One-enhed. Beregnet til brug sammen med genanvendeligt pollen/skumfilter for at blokere

fine partikler fra at komme ind i enheden. Skal skiftes efter 30 nætters brug, eller oftere, hvis den viser tegn på skader eller ser snavset ud.

## Specifikationer

### Service

**Garanti:** 90-days

### Design

**Ultrafint filter:** til System One 60-serien

