

PHILIPS

Filtre à pollen
réutilisable

DreamStation Go

Filtre la poussière, le pollen, etc.

Remplacer tous les 6 mois

Efficacité de 88 % entre 7 et 10 μ

Double pack

HH1453



Filtre à pollen réutilisable

Les filtres interchangeable et réutilisables de Philips aident à nettoyer l'air que vous respirez en absorbant la poussière, le pollen, les moisissures, la squame animale et bien d'autres particules encore avec une efficacité de 88 % entre 7 et 10 microns.

Filtre à pollen réutilisable

- Filtre à air réutilisable

Points forts

Filtre à air réutilisable



Remplacez votre filtre réutilisable DreamStation Go tous les 6 mois.

Caractéristiques

Informations techniques

Remplacement: Tous les 6 mois

Matériau du filtre: 100 % polyester

Efficacité du filtre: Efficacité de 88 % entre 7 et 10 μ

Emballage

Sommaire: Comprend 6 filtres

Référence

Filtre à pollen réutilisable: 1133743

Entretien

Garantie: 90 jours

Compatibilité

Système de PPC: Appareil de PPC DreamStation Go, AutoPAP

