

PHILIPS

Reise-Set, Medium

DreamStation Go

Schutz des Gerätes für unterwegs

Passend für die DreamStation Go

26,7 (B) x 16,5 (T) x 6,4 (H) cm

Waschbarer Beutel f Maske und Schlauch

HH1449



Auch auf Reisen immer gut organisiert

Transportieren Sie Ihr CPAP-Gerät bequem und gut geschützt. Das speziell für die DreamStation Go entwickelte Hartschalen-Etui ist besonders klein und handlich. Im Lieferumfang enthalten ist ein separater waschbarer Beutel für Maske und Schlauch.

Handliches Hartschalen-Etui

- Praktische Aufbewahrung
- Ordentliche Aufbewahrung von Maske und Schlauch

Besonderheiten

Praktische Aufbewahrung



Mit dem handlichen Hartschalen-Etui sind Sie auch auf Reisen immer gut organisiert.

Ordentliche Aufbewahrung von Maske und Schlauch



Zum Set gehört ein waschbarer Beutel, in dem sich Maske und Schlauch bequem im Handgepäck verstauen lassen.

Daten

Technische Daten

Abmessungen des Beutels für Maske und Schlauch: 22,9 (B) x 30,5 (L) cm

Gewicht des Beutels für Maske und Schlauch: 45 g

Beutel für Maske und Schlauch: Maschinenwaschbar

Maße des Hartschalen-Etuis: 26,7 (B) x 16,5 (T) x 6,4 (H) cm

Gewicht des Hartschalen-Etuis: 210 g

Teilenummer

Reise-Set, Medium: 1133276

Bedienung

Gewährleistung: 90 Tage

Kompatibilität

PAP-System: DreamStation Go Auto-CPAP

