

# PHILIPS

 Product Picture

Компрессорный  
ингалятор\*\*

InnoSpire Deluxe

Надежное устройство для  
применения дома

Время процедуры: не более  
5 минут\*

\*При использовании 2,5 мл  
сальбутамола

В комплекте с набором для  
ингаляции

НН1337

## Надежное и удобное устройство для ингаляции

InnoSpire Deluxe — удобный и надежный компрессионный ингалятор со встроенным отсеком, обеспечивающим организованное хранение принадлежностей для выполнения терапии.

### Проверенная технология SideStream

- Стабильный процесс образования аэрозоля высокого качества

### Быстрота процесса

- Время процедуры: не более 5 минут\*

### Создан для вашего удобства

- Прочная ручка для легкой транспортировки
- Все необходимое в одном месте

### Для часто назначаемых препаратов

- Совместимость с самыми назначаемыми ингаляционными препаратами

## Особенности

### Удобство и надежность

Устройство InnoSpire Deluxe предназначено для облегчения процесса ингаляции; оно также имеет встроенный отсек, обеспечивающий организованное хранение всех необходимых принадлежностей.

### Проверенная небулайзерная технология

Небулайзер SideStream специально разработан для максимального сокращения времени ингаляции. При прохождении воздуха в трубке InnoSpire Deluxe дополнительный поток воздуха поступает в верхнюю часть устройства для создания быстро движущегося потока аэрозольного препарата с возможностью оптимального вдоха. Ингаляция займет не более 5 минут\*. Небулайзер SideStream предназначен для частого многократного использования; он позволяет эффективно распылять прописанный препарат в течение всего срока его службы.

### Прочная конструкция

InnoSpire Deluxe является достаточно легким устройством (около 2 кг), за счет чего пользователь может перемещать его в пределах своего дома. Благодаря специальному отсеку вы можете хранить все принадлежности внутри устройства, в результате чего все компоненты небулайзерной системы всегда будут в одном месте.

### Время процедуры

Использование в сочетании с небулайзером SideStream обеспечивает быстрое введение лекарственных средств и сокращение времени процедуры.

### Универсальность

Возможность распыления большого числа препаратов, обычно используемых для лечения различных заболеваний органов дыхания.

## Характеристики

### Конструкция

**Удобный отсек для хранения:** Holds extra supplies, 2.0 kg (4.4 lbs)

### Рабочие параметры

**Максимальная скорость потока:** 9.8 lpm

**Максимальное давление:** 360 kPa (52 psi)

**Электропитание:** 230V / 50Hz, 1 Amp

**Скорость потока:** 7 lpm @ 10 psi

**Устройство защиты от перегрева:** Resettable thermal fuse

**Уровень громкости:** 58 decibel

### Характеристики ингалятора SideStream Plus

**MMAD:** 3.42µm

**Фракция мелкодисперсных частиц:** 67%

**Время (2,5 мл сальбутамола):** 3.68 min

### SideStream Reusable

**MMAD:** 2.93µm

**Фракция мелкодисперсных частиц:** 76.3%

**Время (2,5 мл сальбутамола):** 4.12 min

### Обслуживание

**Гарантия:** 3 years

### Сведения о продукте

**Размер:** 38 cm x 17 cm x 11 cm

**Уровень шума:** 58 ±3 dBA

**Время процедуры (до 5 мин\*):** \* 2.5ml Salbutamol dose

