

PHILIPS

Компрессорный
ингалятор**

InnoSpire Deluxe

Надежное устройство для
применения дома

Время процедуры: не более
5 минут*

*При использовании 2,5 мл
сальбутамола

В комплекте с набором для
ингаляции

HN1337



Надежное и удобное устройство для ингаляции

InnoSpire Deluxe — удобный и надежный компрессионный ингалятор со встроенным отсеком, обеспечивающим организованное хранение принадлежностей для выполнения терапии.

Проверенная технология SideStream

- Стабильный процесс образования аэрозоля высокого качества

Быстрота процесса

- Время процедуры: не более 5 минут*

Создан для вашего удобства

- Прочная ручка для легкой транспортировки
- Все необходимое в одном месте

Для часто назначаемых препаратов

- Совместимость с самыми назначаемыми ингаляционными препаратами

Особенности

Удобство и надежность

Устройство InnoSpire Deluxe предназначено для облегчения процесса ингаляции; оно также имеет встроенный отсек, обеспечивающий организованное хранение всех необходимых принадлежностей.

Проверенная небулайзерная технология



Небулайзер SideStream специально разработан для максимального сокращения времени ингаляции. При прохождении воздуха в трубке InnoSpire Deluxe дополнительный поток воздуха поступает в верхнюю часть устройства для создания быстро движущегося потока аэрозольного препарата с возможностью оптимального вдоха. Ингаляция займет не более 5 минут*. Небулайзер SideStream предназначен для

частого многократного использования; он позволяет эффективно распылять прописанный препарат в течение всего срока его службы.

Прочная конструкция

InnoSpire Deluxe является достаточно легким устройством (около 2 кг), за счет чего пользователь может перемещать его в пределах своего дома. Благодаря специальному отсеку вы можете хранить все принадлежности внутри устройства, в результате чего все компоненты небулайзерной системы всегда будут в одном месте.

Время процедуры

Использование в сочетании с небулайзером SideStream обеспечивает быстрое введение лекарственных средств и сокращение времени процедуры.

Универсальность

Возможность распыления большого числа препаратов, обычно используемых для лечения различных заболеваний органов дыхания.

Характеристики

Обслуживание

Гарантия: 3 years

Design

Удобный отсек для хранения: Holds extra supplies, 2.0 kg (4.4 lbs)

Рабочие параметры

Максимальная скорость потока: 9.8 lpm

Максимальное давление: 360 kPa (52 psi)

Устройство защиты от перегрева: Resettable thermal fuse

Operating parameters

Электроснабжение: 230V / 50Hz, 1 Amp

Скорость потока: 7 lpm @ 10 psi

Уровень громкости: 58 decibel

Сведения о продукте

Размер: 38 cm x 17 cm x 11 cm

Уровень шума: 58 ±3 dBA

Product details

Время процедуры (до 5 мин*): * 2.5ml Salbutamol dose

SideStream Plus performance

MMAD: 3.42µm

Фракция мелкодисперсных частиц: 67%

Время (2,5 мл сальбутамола): 3.68 min

SideStream Reusable

MMAD: 2.93µm

Фракция мелкодисперсных частиц: 76.3%

Время (2,5 мл сальбутамола): 4.12 min

