

PHILIPS

Nesemaske

Pico

Pakke

m/ekstra stor putestørrelse

HH1032



Forbedret ytelse

En tiltalende tradisjonell nesemaske med minimal ansiktskontakt. Enkel, komfortabel og tett.

Kompakt design

- Pico passer komfortabelt til over 98 % av brukerne*
- Den letteste og minste av de tradisjonelle nesemaskene *

God ytelse og komfort

- Rask og enkel montering og justering

Høydepunkter

Kompakt design gir naturlig passform




Nesetipp-puten er designet til å ligge under neseryggen, noe som gjør at kontakten med ansiktet er minimal, samtidig som det gir førsteklases forsegling. * Data på fil, intern markedsundersøkelse fra 2013

Minimalt design, optimal forsegling



Designet og hodestroppklemmene gjør den enklere å bruke og rengjøre.

Det letteste og minste alternativet



Med Pico blir kontakten med ansiktet minimal. Med Pico har du friheten til å se på TV og lese samtidig som du bruker den. * Data på fil, intern markedsundersøkelse fra 2013

Spesifikasjoner

Beskrivelser

Operating pressure: 4–20 cm H₂O

Sound pressure level: 19 DBA

N° of parts: fem

Putemateriale: silikon/polykarbonat

Hodestroppmateriale:

UBL/uretanskum/nylon/Lycra

Cleaning instructions: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengjøring: hodedel, rør: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Frame/Elbow/Swivel material: Polykarbonat

Materiale i låsetappklemme: Termoplast polyester elastomer

Tiltenkt bruk

To be used on patients <gt/>30kg: with CPAP prescription

Lett og liten

Enkel montering og justering: Stille ekshalasjon

Consumer Trade Item

GTIN: 00606959008953

Country of origin: CN

Harmonized system code: 90189084

Pappkartong

GTIN: 20075020087878

Service

Garanti: 90-days

Annet

GTIN: 50075020099155

