

PHILIPS

Batterie lithium pour PPC

Autonomie complète

Facilité de rangement et de
transport

Compatibilité PPC
DreamStation

HH1433



Tranquillité d'esprit

Autonomie complète

Garantit une autonomie de 2 nuits et fournit une alimentation sans interruption pour les appareils DreamStation et System One Philips. La batterie lithium ion vous accompagnera en camping, bateau, avion...

Pratique pour voyager

- Poids réduit de 1,02 kg pour un transport léger
- Compacte et légère

Fiabilité et tranquillité d'esprit

- Tranquillité d'esprit

Poursuivez votre traitement en déplacement

- Environ 2 nuits d'autonomie

Points forts

Pratique pour voyager



Facile à transporter, il est idéal pour le camping et les déplacements. La batterie se branche sur l'alimentation de l'appareil de PPC Philips pour réduire le nombre de câbles nécessaires lors des voyages. Elle répond également aux exigences de la FAA en matière de transport aérien.

Autonomie de la batterie



L'autonomie de la batterie permet de ne pas interrompre son traitement. La connexion du kit de batterie sur l'alimentation de l'appareil de PPC permet de le maintenir chargé. L'appareil est ainsi prêt à voyager et protégé contre les coupures d'alimentation.

Taille réduite

Se range facilement dans la mallette de transport.

Permet de ne pas interrompre son traitement

La batterie offre plus de 14 heures d'autonomie pour les appareils de PPC. Conditions du test d'exécution de la PPC : mode PPC, pression de 10 cmH₂O, absence d'humidification chauffante ou de circuit chauffant.

Caractéristiques

Poids et dimensions

Weight: 1

Entretien

Garantie: 90-days

Power

Fournit l'alimentation nécessaire: Compatible avec DreamStation

Compatible avec: System One série 50 et série 60

Dimensions

Hauteur: 13 cm

Largeur: 3 cm

Dimensions

Depth: 22 cm

