

# PHILIPS

## Batterie lithium pour PPC

Autonomie complète

Facilité de rangement et de  
transport

Compatibilité PPC DreamStation

HH1433



## Tranquillité d'esprit

### Autonomie complète

Garantit une autonomie de 2 nuits et fournit une alimentation sans interruption pour les appareils DreamStation et System One Philips. La batterie lithium ion vous accompagnera en camping, bateau, avion...

#### **Pratique pour voyager**

- Poids réduit de 1,02 kg pour un transport léger
- Compacte et légère

#### **Fiabilité et tranquillité d'esprit**

- Tranquillité d'esprit

#### **Poursuivez votre traitement en déplacement**

- Environ 2 nuits d'autonomie

## Points forts

### Pratique pour voyager



Facile à transporter, il est idéal pour le camping et les déplacements. La batterie se branche sur l'alimentation de l'appareil de PPC Philips pour réduire le nombre de câbles nécessaires lors des voyages. Elle répond également aux exigences de la FAA en matière de transport aérien.

### Autonomie de la batterie



L'autonomie de la batterie permet de ne pas interrompre son traitement. La connexion du kit de batterie sur l'alimentation de l'appareil de PPC permet de le maintenir chargé. L'appareil est ainsi prêt à voyager et protégé contre les coupures d'alimentation.

### Taille réduite

Se range facilement dans la mallette de transport.

### Permet de ne pas interrompre son traitement

La batterie offre plus de 14 heures d'autonomie pour les appareils de PPC. Conditions du test d'exécution de la PPC : mode PPC, pression de 10 cmH<sub>2</sub>O, absence d'humidification chauffante ou de circuit chauffant.

## Caractéristiques

### Dimensions

Hauteur: 13 cm  
Largeur: 3 cm  
Profondeur: 22 cm

### Alimentation

Fournit l'alimentation nécessaire: Compatible avec DreamStation  
Compatible avec: System One série 50 et série 60

### Poids et dimensions

Poids: 1

### Services

Garantie: 90-days

