

# PHILIPS

Duurzaam  
pollenluchtfILTER

DreamStation Go

Filtert stof, pollen en meer.

Verpakking bevat 2 filters.

88% effic. bij deeltjes van 7-10  
micron

Duopakket

HH1453



## Duurzaam pollenfilter

De duurzame vervangingsfilters van Philips zorgen ervoor dat u schone lucht inademt door 88% van alle stof, pollen, schimmelsporen, huidschilfers van huisdieren en meer deeltjes van 7-10 micron tegen te houden.

### **Duurzaam pollenfilter**

- Duurzaam luchtfILTER

# Kenmerken

# Specificaties

## Duurzaam luchtfilter



Vervang uw duurzame DreamStation Go-filter om de 6 maanden.

## Technische gegevens

**Vervanging:** iedere 6 maanden

**Materiaal filter:** 100% polyester

**Filterefficiëntie:** 88% effc. bij deeltjes van 7-10 micron

## Verpakkingsgegevens

**Inhoud:** Inclusief 6 filters

## Onderdeelnummer

**Duurzaam pollenfilter:** 1133743

## Service

**Garantie:** 90 dagen

## Compatibiliteit

**PAP-systeem:** DreamStation Go CPAP, AutoPAP

