

PHILIPS

Wisp CPAP-nesemaske med hodestropp

Pakke

3 puter (S/M, L, XL)

m/hodestropp

HH1023



Ytelse har fått en ny stil

Den smarte rilleforseglingsteknologien fra Wisp tilpasser seg alle bevegelsene dine. Slik oppnår du førsteklasses forsegling og god nattesøvn.

Magnetiske klemmer

- Hodestroppklemmene og maskeputen inneholder magneter

Uhindret synsfelt

- Les, se på TV eller bruk briller

Kompakt design

- Wisp passer komfortabelt til over 98 % av brukerne*

God ytelse og komfort

- Rask og enkel montering og justering.


Høydepunkter

Kompakt utforming, naturlig passform



Nesetipp-puten er designet til å ligge under neseryggen, noe som gjør at kontakten med ansiktet er minimal, samtidig som det gir førsteklasses forsegling. * Bekreftes via den antropometriske databasen

Større frihet



Wisp har et stilrent design som fjerner behovet for pannepute, noe som gir deg bedre synsfelt.

Minimalt design, optimal forsegling



Designet og hodedelklemmene gjør den enklere å bruke og rengjøre.

Magnetiske klemmer

Ta kontakt med helsepersonell før du bruker denne masken. Enkelte medisinske apparater kan bli påvirket av magnetiske felt. De magnetiske klemmene i denne masken må holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle aktive medisinske apparater, spesielt implanterte enheter som pacemakere, defibrillatorer og cochleaimplantater. Les brukerhåndbøkene i pakken for mer informasjon.

Spesifikasjoner

Advarsel: Magnetisk interferens

Ta hensyn til pacemakere: Read IFU's before use.

Beskrivelser

Sound pressure level: 19 DBA

N° of parts: seks

Putemateriale: silikon/polykarbonat

Hodestroppmateriale:

UBL/uretanskum/nylon/spandex/nylon-termostoplast

Rørmateriale: Termoplast polyester elastomer

Frame material: silikon/polykarbonat

Materiale i svingfeste: silikon/polykarbonat

Cleaning instructions: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengjøring: hodedel, rør: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Materiale i vinkelrør/svingfeste: Polykarbonat

Driftstrykk: 4–20 cmH₂O

Materiale i hodeklemmer: Acetalkopolymer

Tiltenkt bruk

To be used on patients <gt;/>30kg: with CPAP prescription

Kompakt

Enkel montering og justering: Stille ekshalasjon

Utforming

Compact: Easy fitting and adjustment

Komfort: Elastisk hodestropp

Patentert design: Utforming med nesetipp-pute

Stille ekshalasjon: 360 graders roterende vinkelrør

Silikonkonstruksjon: Klar, diskret konstruksjon

Service

Garanti: 90-days

