

PHILIPS

Standardslange

DreamStation

15 mm

Erstatningsslange

HH1415

 Product Picture

Gir deg økt komfort

Design som bygger på erfaring

Tilhører Dream-produktserien: utformet for å være komfortabel, praktisk og brukervennlig slik at du får en best mulig behandlingsopplevelse

Utforming

- Slanke, fleksible og lette slanger

Høydepunkter

Bevegelsesfrihet

Ikke alle PAP-slanger er like. Slankt, lett og fleksibelt 1,83 m lang slange. Kompatibelt med alle DreamStation-enhetene og passer til alle masker. Ikke-oppvarmet slange.

Spesifikasjoner

Formgivning

Lett og fleksibelt: for DreamStation PAP-enhetene

Service

Garanti: 90-days

