

PHILIPS

Wisp näsmask med
tygram, ungdom

Förpackning

3 kuddar (P, S/M, L)

med huvudband

HH1037



Prestanda har ett nytt utseende.

Wisps finurliga teknik för automatisk tätning följer dina rörelser och ger en överlägsen tätning och en utmärkt nattsömn.

Öppet synfält

- Läs, titta på TV eller bär glasögon

Kompakt design

- Wisp sitter bekvämt på fler än 98 % av användarna*

Prestanda och komfort

- Ger snabb och enkel montering och justering.

Funktioner

Kompakt design, naturlig passform



Kudden på nästippen är utformad för att ligga nedantill på näsryggen så att kontakten med ansiktet blir så liten som möjligt men samtidigt ger överlägsen tätning. * Bekräftelse via den antropometriska databasen

Större frihet



Wisp har en tunn design som eliminerar behovet av vaddering i pannan, vilket ger dig ett bättre synfält.

Minimal design, överlägsen tätning

Designen och huvudbandets klämmor gör användningen och rengöringen enklare.

Service

Garanti: 90-days

Design

Komfort: Elastiskt huvudband

Specifikationer

Ljudtrycksnivå: 19 dBA

Antal delar: Sex

Kudde, material: Silikon/polykarbonat

Huvudbandsmaterial: Termoplastisk

UBL/uretanskum/nylon/spandex/nylon

Slangmaterial: Termoplastisk

polyesterelastomer

Ram-material: Nylon/spandex/uretanskum

Rengöringsinstruktioner: mask: Hand wash

with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengöring: huvudband och slang: Hand wash

with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to

dry

Knärör/swivel, material:: Silikon/polykarbonat

Drifttryck: 4–20 cmH₂O

Knäppen för huvudband, material:

Acetalkopolymer

Avsedd användning

För patienter <gt/>30 kg: with CPAP prescription

Kompakt

Enkel att ta på och justera: Tyst utandning

