

PHILIPS

Kulmakappale

DreamWear

Kääntyvä

HH1122



Pikaliittimellä varustettu kulmakappale, päälakimalli

Pikaliittimellä varustetun kulmakappaleen ansiosta potilas voi irrottaa maskin CPAP-letkusta maskia riisumatta. Potilaan vaihtaessa nukkuma-asentoa yön aikana maski pääsee liikkumaan vapaasti kääntyvän liitännän avulla.

Helppokäyttöinen

- Sopii maskirungossa olevaan pyöreään aukkoon

Kohokohdat

Mukava ja toimiva



Kun kulmakappale on paikoillaan, letku kulkee käyttäjän pään yli, mikä vähentää maskiin kohdistuvaa vetoa. Kiinteä uloshengitysportti.

Tekniset tiedot

Huolto

Takuu: 90-days

