

PHILIPS

Bretelle di fissaggio

Wisp

Dimensioni ridotte

HH1026



Bretella di fissaggio a scatto di facile regolazione

Cinghia trasversale elastica con supporto per tubo integrato, autoregolante per una migliore vestibilità.

Clip magnetiche

- Le clip per bretelle di fissaggio e il cuscinetto della maschera contengono magneti

Design


- Vestibilità confortevole e personalizzata

In evidenza

Clip magnetiche

Contattare un professionista sanitario prima di utilizzare questa maschera. Alcuni dispositivi medici possono essere influenzati dai campi magnetici. Le clip magnetiche in questa maschera devono essere tenute a una distanza di almeno 50 mm da qualsiasi dispositivo medico attivo, con particolare attenzione per i dispositivi impiantati quali pacemaker, defibrillatori e impianti cocleari. Per ulteriori informazioni, leggere le Istruzioni d'uso incluse nella confezione.

Regolazione facile



Cinghia superiore autoregolante con anello di supporto per tubo

Specifiche

Avvertenza: interferenze magnetiche

Fare attenzione in presenza di pacemaker:
Prima dell'utilizzo, leggere le Istruzioni d'uso.

Assistenza

Garanzia: 90 giorni

Design

Comfort: Autoregolazione

Specifiche

Cleaning: headgear, tubing: Lavare a mano con un detergente delicato, Sciacquare accuratamente, appendere e lasciare asciugare

Specifiche tecniche

Materiale bretelle di fissaggio: UBL/schiuma di uretano/nylon/lycra/nylon termoplastico

