

PHILIPS

Fuld ansigtsmaske

Amara View

Pakke med én

Stor pude

med hovedtøj

HH1223



Nyd udsigten

Med sit innovative design til under næsen giver Amara View et frit udsyn og forhindrer røde mærker, ubehag eller irritation af næseryggen

Innovativt design til under næsen

- Komfort og ydelse

Frit synsfelt, så du kan bære briller og læse

- Det bredeste synsfelt af alle førende fulde ansigtsmasker

Det mindste og letteste valg

- Dækker mindre af ansigtet end nogen anden førende fuld ansigtsmaske


Vigtigste nyheder

Den mindste og letteste valgmulighed



Da den er mindre* og lettere** end traditionelle fulde ansigtsmasker, dækker Amara View mindre af patientens ansigt end tilsvarende masker og eliminerer den klodsede pude og ramme foran øjnene. * Interne test: Arkivdata ** Omfatter ikke Amara Views Quick Release-slange

Innovativt design



Forhindrer røde mærker, ubehag eller irritation på næseryggen

Frit synsfelt



Det åbne design gør det nemt at bære briller, læse, se TV eller bruge en computer eller tablet, før du falder i søvn.

Specifikationer

Innovativt design

Frit synsfelt: Brug briller, læs eller se TV

Designet til påsætning under næsen

Komfort og ydelse: Forhindrer røde mærker

Specifikationer

Lydtryksniveau: 24,2 dBA

Antal dele: Fire

Pudemateriale: Flydende silikonegummi

Hovedtøjsmateriale: Polyuretan, Nylon-Lycra

Rengøringsinstruktioner: **maske:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengøring: hovedtøj, slanger: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Hovedtøjsspænde-/slangemateriale:

Termoplastisk polyester-elastomer

Quick Release-funktionens materiale:

Polyoxymetylen (acetal)

Ramme-/knæstykke-/drejledsmateriale:

Polykarbonat

Driftstryk: 4 - 20 cmH2O

Brugsformål

Skal bruges på patienter <gt/> 30 kg: with CPAP prescription

Design

Støjsvag udluftning: 360° roterende knæstykke

Isserem: Nem justering

Kontraindikationer:

Svækket hosterefleks: svækket hjerte-lukkemuskel

Nylig øjenoperation, tørre øjne,; hiatusbrok, alvorlig reflux

Service

Garanti: 90-days

