

PHILIPS

Nenä-suumaski

Amara View

L-koko

Pehmuste, L

kansainvälinen

HH1223



Avoim näkökenttä

Innovatiivinen, avoimen näkökentän Amara View -maski asettuu nenän alle ja ehkäisee nenänselän painaumuksia ja ärsytystä

Innovatiivinen nenän alle asettuva malli

- Mukava ja toimiva

Avoim näkökenttä lukemista ja silmälaseja varten

- Perinteisiä kokoskasvomaskoja laajempi näkökenttä

Pienin ja kevyin vaihtoehto

- Peittää pienemmän alueen kasvoista kuin muut perinteiset kasvomaske

Kohokohdat

Pienin ja kevyin vaihtoehto



Amara View on perinteisiä kokomaskeja pienempi* ja kevyempi** ja siksi vähemmän peittävä. Siinä ei ole kasvojen ja silmien eteen hankalasti asettuvaa pehmustetta ja maskirunkoa. Sisäinen testaus: arkistoitu aineisto ** Ei sisällä pikaliittimellistä Amara View -letkua

Innovatiivinen malli



Ei paina tai ärsytä nenänselkää eikä jätä siihen punaisia jälkiä

Avoin näkökenttä



Avoin malli antaa sinun käyttää vapaasti silmälaseja, lukea, katsoa televisiota ja käyttää tietokonetta tai tablet-laitetta ennen nukkumaanmenoa.

Tekniset tiedot

Innovatiivinen malli

Laaja näkökenttä: Käytä silmälaseja, lue tai katso televisiota

Nenän alle asettava malli

Mukava ja toimiva: Ei jätä punaisia jälkiä

Tekniset tiedot

Äänenpainetaso: 24,2 dBA

Osien määrä: Neljä

Pehmusteen materiaali: Nestemäinen silikonikumi (LSR)

Pääremmin materiaali: Polyuretaani, nailon-elastaani

Puhdistusohjeet: maski: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Puhdistaminen: pääremmi, letku: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Pääremmin liittimien / letkun materiaali:

Termoplastinen polyesterielastomeeri

Pikaliitäntän materiaali: Polyoksimetyleeni (asetaaali)

Rungon / kulmakappaleen / kääntyvän

liitäntän materiaali: Polykarbonaatti

Käyttöpaine: 4–20 cmH₂O

Käyttötarkoitus

Yli 30 kg painaville potilaille: with CPAP prescription

Muotoilu

Hiljainen uloshengitysääni: 360° kääntyvä kulmakappale

Päälakiremmi: Helppo säätää

Vasta-aiheet:

Heikentynyt yskimisrefleksi: Ruokatorven alasulkijan heikentynyt toiminta

Äskettäin tehty silmäleikkaus, kuivat silmät,: palleatyrä, vaikea refluksitauti

Huolto

Takuu: 90-days

