

# PHILIPS

Externer Akku für  
Schlaftherapiegeräte

Set

mit Gerätekabel und Adaptern

Tasche

HH1433



## Damit Sie ruhig schlafen können

### Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Schlaftherapiesysteme DreamStation und System One.

#### **Ideal für unterwegs**

- Dank des geringen Gewichts leicht zu transportieren. Nur 1,02 kg.
- Kompakt und leicht

#### **Leistung, auf die Sie sich verlassen können**

- Integrierte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

#### **Die Therapie unterwegs fortsetzen**

- Lange Akku-Betriebsdauer

# Besonderheiten

## Ideal für unterwegs



Ideal für den mobilen Einsatz beim Camping oder auf Reisen. Der Akku ist mit dem Netzteil des Philips Schlaftherapiesystems kompatibel, wodurch die Anzahl der auf Reisen benötigten Kabel reduziert wird. Außerdem entspricht er den Anforderungen der FAA für Flugreisen.

## Beruhigend sicher



Die USV trägt dazu bei, Therapieunterbrechungen zu reduzieren. Durch den dauerhaften Anschluss am Netzteil des Philips Respironics Schlaftherapiesystems des Patienten bleibt der Akku geladen und ist jederzeit bereit für den Einsatz unterwegs oder als USV-Sicherheit.

## Kompakt und leicht

Passt mühelos in die Tragetasche.

## Therapiemanagement unterwegs

Der Akku bietet mehr als 14 Stunden Betriebsdauer für Schlaftherapiegeräte. Testbedingungen für PAP-Akku-Laufzeit: CPAP-Modus, Druck 10 cm H<sub>2</sub>O, keine Warmluft-Befeuchtung oder beheizte Schläuche.

# Daten

## Abmessungen

Höhe: 13,33

Breite: 3,17

Tiefe: 22,86 cm

## Leistung

**Stromversorgung:** Kompatibel mit der DreamStation

**Unterstützt werden:** Schlaftherapiegeräte der System One 60-Serie und der System One 50-Serie

## Gewicht und Abmessungen

**Gewicht:** 1,02

## Bedienung

**Gewährleistung:** 90 Tage

