

PHILIPS

Tilbehør

Nuance

svingfesterør m/ekshalasjon

HH1109



Et nytt alternativ for bedre søvn

Fleksible rør som veier lite og dermed forhindrer at masken strammer

Lett å bruke

- Fleksibelt rør

Høydepunkter

Lett

Fleksible rør som veier lite og dermed forhindrer at masken strammer

Spesifikasjoner

Beskrivelser

Materiale i svingfeste/rør/vinkelrør:
Polypropylen

Utforming

Holder seg på plass: Lett
Strammer mindre: Flexibelt rør

Service

Garanti: 90-days

