

PHILIPS

 Product Picture

Humidificateur
chauffant

DreamStation Go

Humidificateur nomade le plus
fin¹

Eau du robinet ou en bouteille³

Technologie économe en eau

Fonctionne avec n'importe quel
masque²

HH1531/04

Une humidification intelligente tout au long de la nuit

Ne vous privez pas du confort offert par l'humidification chauffante lors de vos déplacements. Grâce à sa technologie économe en eau, à la possibilité d'utiliser l'eau du robinet et à son design compact, le dispositif vous permet de bénéficier d'une humidification chauffante où que vous soyez.

Humidificateur chauffant

- Choisissez le masque que vous souhaitez
- Utilisez de l'eau du robinet³
- Gestion uniforme de la consommation d'eau pour confort optimal toute la nuit
- Une humidification intelligente tout au long de la nuit
- Conception légère et compacte pour un transport facilité

Points forts

Ultra-léger

L'humidificateur chauffant de DreamStation Go est conçu pour passer inaperçu dans votre valise. Il s'agit de l'humidificateur nomade le plus fin parmi les principales marques de dispositifs de PPC³, ce qui vous permet de voyager facilement par voie de terre, de mer ou d'air.

Utilisez de l'eau du robinet³



Grâce à la possibilité d'utiliser de l'eau du robinet, en bouteille ou distillée³, l'humidificateur chauffant de DreamStation Go permet de réduire les désagréments liés au transport de récipients lourds et encombrants ou à la recherche d'eau distillée à votre arrivée. Vous pouvez ainsi choisir de voyager léger, tout en bénéficiant du même confort offert par l'humidification chauffante que chez vous.

Surveillance et réglage du traitement

DreamStation Go est équipé d'une technologie économe en eau conçue pour vous offrir une nuit complète d'humidification chauffante⁴ grâce à la surveillance active de l'environnement et des paramètres de traitement, et au réglage automatique de l'administration d'humidité lorsque le temps cible de l'humidificateur est activé. En outre, si vous ne remplissez pas assez l'humidificateur ou si vous oubliez de le remplir, notre fonction

d'arrêt de la plaque chauffante prend le relais pour éviter que de l'air sec et inconfortable ne vous soit administré pour le reste de la nuit.

Technologie économe en eau



La technologie économe en eau de l'humidificateur chauffant de DreamStation Go s'adapte à une large gamme d'environnement pour administrer une humidification uniforme tout au long de votre sommeil⁴. Vous pouvez profiter d'une nuit de sommeil confortable, comme chez vous, peu importe l'endroit où vous vous trouvez.

Fonctionne avec n'importe quel masque



Lorsque vous avez trouvé le masque qui vous convient, vous ne souhaitez pas être contraint(e) de le changer lors de vos déplacements. L'humidificateur chauffant de DreamStation Go est conçu pour fonctionner avec n'importe quel masque qui vous convient, afin que vous puissiez bénéficier d'une humidification chauffante même en déplacement, tout en profitant du confort de votre propre masque².

Caractéristiques

Informations sur l'humidificateur

Taille: 14,7 cm x 5,9 cm x 15,1 cm

Poids: 344,7 g

Capacité de l'humidificateur: 240 ml

Compatibilité des circuits: Microcircuits flexibles standard de 12 mm, 15 mm et 22 mm

Type d'eau compatible: Eau distillée, du robinet ou en bouteille*

Utilisation de l'humidificateur sur batterie: Non

Garantie: 2 ans



* 1. Par rapport à Transcend, HDM Z1, AirMini (ne propose pas d'humidificateur chauffant) et Devilbiss
* 2. DreamStation Go est équipé d'un adaptateur universel conçu pour s'adapter à toutes les connexions standard de 22 mm.
* 3. Dans les zones où l'eau est très calcaire, il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée ou en bouteille.
* 4. Règle l'humidification administrée lorsque le temps cible de l'économiseur d'eau est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation.
* 5. Par rapport à ResMed AirSense, AirStart, Devilbiss IntelliPAP 1 et IntelliPAP 2, Fisher and Paykel, SleepStyle, Icon