

PHILIPS

Wisp-letku ja
kulmakappale

Vakio

HH1008



Kohokohdat

Kääntyvä kulmakappale

360° kääntyvässä kulmakappaleessa on pikaliitännäominaisuus ja hiljainen uloshengitysääni

Tekniset tiedot

Huolto

Takuu: 90 päivää

Muotoilu

Pikaliitin: 360° kääntyvä kulmakappale

Tekniset tiedot

Letkun materiaali: Termoplastinen polyesterielastomeeri

Kulmakappaleen / kääntyvän liitännän materiaali: Polykarbonaatti

