

# PHILIPS

## Nenämaski

### DreamWisp

Päälaelta lähtevä letku

Itsestään tiivistävä  
nenäpehmuste

Helposti kiinnitettävä pääremmi

XL-koon pehmuste, M-koon  
kehys

HH1144/04



## Nuku mukavasti kaikissa asennoissa

DreamWisp-maskin kanssa nukut yösi mukavasti. Se yhdistää päälaelta lähtevän DreamWear-letkumallin pienen kosketuspinnan Wisp-nenäpehmusteeseen, joten sinä voit nukkua yösi rauhassa missä asennossa tahansa.

#### **Vain vähän osia**

- Mukautuva malli ja vain vähän osia
- Helppo kiinnittää ja säätää

#### **Magneetti liittimet**

- Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

#### **Avoin näkökenttä**

- Lue, katso televisiota tai käytä silmälaseja

#### **Vapaus liikkua**

- Antaa nukkua missä asennossa tahansa

#### **Helppo ja mukava käyttää**

- Mukava ja luotettava pehmuste

# Kohokohdat

## Nuku missä asennoissa tahansa



DreamWisp ei häiritse liikkeitäsi, sillä päälta kulkeva letku pysyy poissa tieltäsi. Voit vaihdella nukkuma-asentoasi yön aikana vaikkapa kylkiasennosta selin- tai päinmakuulle. Käyttäjät kertoivat olevansa tyytyväisiä siihen, kuinka hyvin maski pysyi paikoillaan nukkumisen aikana.

## Magneettiliittimet



Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutteista, kuten

sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutteista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

## Suunniteltu minimalistiseksi



DreamWisp-pääremmi on käytössä äärimmäisen miellyttävä, sillä 4-pisteisellä kiinnityksellä se pysyy vakaasti paikoillaan. DreamWispin pehmeä ja kevyt kehys toimii samalla ilmanvaihtokanavana. Koska koskettavia osia on vain muutamia, hoito tuntuu mukavalta eikä häiritse untasi milloinkaan.

## Magneettiliittimet



Apneahoidon on tunnettava mahdollisimman mukavalta, jotta potilaat sitoutuisivat siihen. DreamWispissä on näppärästi kiinnitettävät

ja irrotettavat magneettiliittimet, joten maskin voi pukea helposti milloin tahansa. Käyttäjät kertoivat olevansa tyytyväisimpiä siihen, kuinka helppoa DreamWisp-maskin käyttö on.

## Wisp-pehmuste



DreamWisp yhdistää nenämaskin tehokkuuden, erinomaiseen tiivyyteen ja Wisp-pehmusteiden mukavuuteen. Potilaat ovat tyytyväisiä siihen, kuinka tiiviinä maski pysyy käytön aikana.

## Esteetön näkökenttä



Koska maskin letku lähtee päälta, näkökenttäsi on esteetön. DreamWispin kanssa voit lueskella, selata Internetiä tai katsella televisiota ennen nukkumaanmenoa.

# Tekniset tiedot

**Tuotteen tiedot**

**Materiaalit:** Silikoni

**Materiaalit:** Polykarbonaatti

**Materiaalit:** Polyuretaanivaaho

**Materiaalit:** Nailon

**Materiaalit:** Elastaani

**Materiaalit:** Polyesteri

**Materiaalit:** Magneetti (asetaali)

**Takuu:** 90 päivää

**Käyttöpaine:** 4–30 cmH<sub>2</sub>O

**Äänitaso:** 18,7 dBA

**Varaosat**

**Tarkista päivittäin kulumisen varalta:** Vaihda kuluneet osat heti

**Käyttötarkoitus**

**Yli 30 kg painaville potilaille:** Henkilöt, joille on määrätty CPAP-hoitoa

**Vakava varoitus: magneettinen häiriö**

**Ole varovainen sydämentahdistimien kanssa:**  
Lue käyttöohje ennen käyttöä

**Kalibrointitiedot**

**Pese käsin miedolla puhdistusaineella:**  
Huuhtelee huolellisesti, anna kuivua tai ripusta kuivumaan

