



PHILIPS

Kit da viaggio per dispositivo
CPAP DreamStation

DreamStation

Colore custodia: grigio chiaro

Alimentatore da 65 W incluso
con porta USB

 Product Picture

HH1423

Ideale in viaggio

Borsa da viaggio compatta per DreamStation

La soluzione comoda, compatta e discreta per i pazienti per il trasporto del dispositivo DreamStation

Combinazione perfetta di protezione e trasportabilità

- I vantaggi di una terapia CPAP "mobile"

Perfetto per i viaggi

- scomparti dedicati

Alimentatore da 65 W incluso con porta USB

- con porta USB

In evidenza

Alimentatore leggero



La custodia comprende un alimentatore da 65 W, più piccolo dell'alimentatore utilizzato per la macchina DreamStation e l'umidificatore. L'alimentatore è dotato di una porta USB per caricare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante l'uso della macchina DreamStation.

Compatto e facile da usare

Un inserto sagomato consente al paziente di ordinare i componenti del sistema PAP: maschera e tubo, alimentatore da 65 W, DreamStation SENZA umidificatore.

Facile da lavare e resistente

Custodia leggera in tessuto rigido. Tracolla amovibile + cinghia per montaggio su trolley, che scorre comodamente sulle maniglie dei bagagli. Chiusure a zip sicure per semplificare i controlli aeroportuali; la custodia da viaggio può essere posizionata nelle cappelliere e sotto i sedili dell'aereo.

Specifiche

Viaggio

Dedicata a DreamStation: Custodia da viaggio con alimentatore da 65 W con porta USB, per maschera, reggimaschera, tubo e dispositivo

Consumer Trade Item

GTIN: 606959413665

Country of origin: CN

Harmonized system code: 42021299

Scatola esterna

GTIN: 20075020086741

Assistenza

Garanzia: 90 giorni

Altro

GTIN: 50075020098028

