

# PHILIPS

Kertakäyttöinen 30 päivän hienosuodatin

DreamStation Go

Suodattaa huone- ja siitepölyä

Vaihda 30 päivän välein

95 %:n teho alle 0,7 µm:n hiukkaskoossa

6 kpl/pakkaus

HH1454



## 30 päivän hienosuodatin

Philipsin 30 päivän kertakäyttöiset hienosuodattimet puhdistavat hengitysilmaa suodattamalla huone- ja siitepölyä, homeitiöitä ja lemmikkieläinten hilsettä 95 %:n tehokkuudella, kun hiukkaskoko on 0,5–0,7 mikrometriä.

### 30 päivän kertakäyttöinen hienosuodatin

- 30 päivän hienosuodatin

# Kohokohdat

## 30 päivän hienosuodatin



Entistä tehokkaampi suodatus kertakäyttöisellä 30 päivän hienosuodattimella DreamStation Go -PAP-matkalaitteessa.

# Tekniset tiedot

## Tekniset tiedot

**Varaosat:** 30 päivän välein

**Suodatinmateriaali:** Synteettinen sekoitekuitu

**Suodattimen tehokkuus:** 95 %:n teho 0,5–0,7 µm:n hiukkaskoossa

## Pakkauksen tiedot

**Sisältö:** Mukana 2 suodatinta

## Osanumero

**Kertakäyttöinen 30 päivän hienosuodatin:**  
1133744

## Huolto

**Takuu:** 15 päivää

## Yhteensopivuus

**PAP-järjestelmä:** DreamStation Go CPAP, AutoPAP

