

PHILIPS



Verwarmde
luchtbevochtiging

DreamStation Go

De dunste bevochtiger voor
onderweg¹

Maakt gebruik van kraan- of
bronwater³

Waterbesparende technologie

Werkt met elk masker dat u
wilt²

HH1531/04

Slimme bevochtiging. De hele nacht lang.

Ook onderweg kunt u genieten van het comfort van verwarmde luchtbevochtiging. Met de waterbesparende technologie, het gemak van het gebruik van kraanwater en een compact ontwerp kunt u gebruikmaken van verwarmde luchtbevochtiging, waar u ook bent.

Verwarmde luchtbevochtiging

- Gebruik het masker dat u wilt
- De vrijheid van gebruik van kraanwater³
- Regelt het waterverbruik gelijkmatig voor comfort gedurende de nacht
- Slimme bevochtiging. De hele nacht lang.
- Eenvoudig in te pakken en mee te nemen dankzij het lichte, compacte ontwerp

Kenmerken

Licht ontwerp

De verwarmde luchtbevochtiger DreamStation Go is ontworpen om eenvoudig ingepakt te kunnen worden. Het is de dunste verwarmde reisluchtbevochtiger van alle bekende PAP-merken⁵. Hierdoor is hij gemakkelijk mee te nemen of u nu reist op het land, de zee of door de lucht.

De vrijheid van gebruik van kraanwater³

De verwarmde luchtbevochtiger DreamStation Go werkt met kraanwater, bronwater en gedestilleerd water³. U hoeft dus geen zware, onhandige flessen mee te nemen of bij aankomst op zoek te gaan naar gedestilleerd water. Dit betekent dat u geen extra gewicht hoeft mee te nemen en dezelfde comfortabele verwarmde luchtbevochtiging geniet als thuis.

Bewaakt en regelt de therapie

Dreamstation Go is voorzien van waterbesparende technologie die is ontworpen om u een volledige nacht van verwarmde luchtbevochtiging⁴ te voorzien door de omgevingsomstandigheden en therapie-instellingen actief te bewaken, en de vochtlevering automatisch aan te passen

wanneer bevochtigingsdoeltijd is ingeschakeld. Mocht u de bevochtiger niet genoeg of helemaal niet hebben gevuld, dan voorkomt de uitschakelfunctie van de verwarmer dat u de rest van de nacht droge, oncomfortabele lucht inademt.

Waterbesparende technologie

De waterbesparende technologie van de verwarmde luchtbevochtiger Dreamstation Go past zich aan een groot aantal omgevingsomstandigheden aan om de hele nacht gelijkmatige bevochtiging te bieden.⁴ U geniet 's nachts van hetzelfde comfort als thuis, waar u ook bent.

Werkt met elk masker

Als u een masker hebt gevonden dat u prettig vindt, wilt u niet gedwongen worden om van masker te wisselen als u op reis gaat. De verwarmde luchtbevochtiger DreamStation Go is ontworpen voor gebruik met elk masker dat u prettig vindt. Zo geniet u ook onderweg van verwarmde bevochtiging met het comfort van uw eigen masker.²

Specificaties

Details luchtbevochtiger

Size: 14,7 cm x 5,9 cm x 15,1 cm

Weight: 344,7 g

Humidifier Capacity: 240 ml

Tubing compatibility: Microflexible standaardslangen van 12 mm, 15 mm en 22 mm

Water compatibility: Gedestilleerd, kraan, bron*

Humidifier usage while on Battery power: Nee

Warranty: 2 jaar

Consumer Trade Item

GTIN: 08710103945611

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85098000

Omdoos

GTIN: 18710103945618



* 1. Vergeleken met Transcend, HDM Z1, AirMini (biedt geen verwarmde luchtbevochtiging), Devilbiss
* 2. DreamStation Go is voorzien van een universele adapter die is ontworpen voor gebruik met alle standaard 22mm-OD-verbindingen.
* 3. In gebieden met zeer hard water raden wij u aan gedestilleerd of bronwater te gebruiken.
* 4. Past de vochtlevering aan wanneer de doeltijd voor waterbesparing is ingeschakeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
* 5. Vergeleken met ResMed AirSense, AirStart; Devilbiss IntelliPAP 1 en IntelliPAP 2; Fisher en Paykel – SleepStyle, Icon