

PHILIPS

Finfilter for 30-
dagers bruk

DreamStation Go

Filtrerer støv, pollen og mer

Byttes hver 30. dag

95 % effektivitet ved <lt/>
0,7 μm

HH1454



30-dagers finfilter

Philips 30-dagers erstatningsfinfiltre for engangsbruk holder luften du puster ren ved å fange opp støv, pollen, soppsporer, husdyrflåss og mer, med en effektivitet på 95 % ved 0,5–0,7 μm .

30-dagers finfilter for engangsbruk

- 30-dagers finfilter

Høydepunkter

30-dagers finfilter



Ønsker du forbedret filtrering, kan du prøve 30-dagers finfilteret for engangsbruk med reise-PAP-maskinen DreamStation Go.

Spesifikasjoner

Service

Garanti: 15 dager

Kompatibilitet

PAP-system: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

Teknisk informasjon

Erstatning: Hver 30. dag

Filtermateriale: Syntetisk fiberblanding

Filtereffektivitet: 95 % effektivitet ved 0,5–0,7 µm

Emballasjedetaljer

Innhold: Inneholder 2 filtre

Delenummer

Finfilter for 30-dagers bruk: 1133744

