

PHILIPS



Pollen-Luftfilter,
wiederverwendbar

DreamStation Go

Zur Filterung von Staub, Pollen
& mehr

Austausch alle 6 Monate

Effizienz von 88% bei 7 bis
10 µm

2er-Pack

HH1453

Pollenfilter, wiederverwendbar

Die wiederverwendbaren Philips Ersatzfilter dienen der Reinigung der Atemluft. Staub, Pollen, Schimmelsporen, Haustierschuppen und vieles mehr werden mit einer Effizienz von 88% bei 7 bis 10 µm herausgefiltert.

Pollenfilter, wiederverwendbar

- Luftfilter, wiederverwendbar

Besonderheiten

Luftfilter, wiederverwendbar

Der wiederverwendbare Filter der DreamStation Go sollte alle 6 Monate ausgetauscht werden.

Daten

Bedienung

Gewährleistung: 90 Tage

Kompatibilität

PAP-System: DreamStation Go Auto-CPAP

Technische Daten

Austausch: Alle 6 Monate

Filtermaterial: 100% Polyester

Filtereffizienz: Effizienz von 88% bei 7 bis 10 µm

Packungsinformationen

Inhalt: Umfasst 6 Filter

Teilenummer

Pollenfilter, wiederverwendbar: 1133743

