

2er-Pack

HH1453



# Pollenfilter, wiederverwendbar

Die wiederverwendbaren Philips Ersatzfilter dienen der Reinigung der Atemluft. Staub, Pollen, Schimmelsporen, Haustierschuppen und vieles mehr werden mit einer Effizienz von 88% bei 7 bis 10 µm herausgefiltert.

### Pollenfilter, wiederverwendbar

• Luftfilter, wiederverwendbar

# Besonderheiten

# Luftfilter, wiederverwendbar



Der wiederverwendbare Filter der DreamStation Go sollte alle 6 Monate ausgetauscht werden. Daten

#### **Technische Daten**

Austausch: Alle 6 Monate
Filtermaterial: 100% Polyester
Filtereffizienz: Effizienz von 88% bei 7 bis

10 µm

# Packungsinformationen

Inhalt: Umfasst 6 Filter

#### **Teilenummer**

Pollenfilter, wiederverwendbar: 1133743

#### Bedienung

Gewährleistung: 90 Tage

# Kompatibilität

PAP-System: DreamStation Go Auto-CPAP

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen. Ausstellungsdatum 2023-10-12 Version: 6.0.2

UPC: 6 06959 41543 0

www.philips.com

