

PHILIPS

Batterij

DreamStation Go

Behandeling zonder stopcontact

Compact

Lichtgewicht, minder dan 700 gram

HH1450



Maakt CPAP-therapie zonder stopcontact mogelijk

Voor veel slaapapneupatiënten kan reizen zonder stroomvoorziening problemen geven bij het volgen van hun therapie. Daarom heeft Philips de DreamStation Go-batterij ontwikkeld voor gebruik 's nachts.

Compact en lichtgewicht

- Compact en lichtgewicht

Kenmerken

Compact en lichtgewicht

Als u tijdens uw reis niet over stroom beschikt, kunt u dankzij de batterij van DreamStation Go toch trouw uw behandeling volgen, gemiddeld circa 13 uur* bij een druk van 10 cm.

Opmerking: de gebruiksduur van de batterij kan variëren door hogere CPAP-drukinstellingen, extreme lekkage van het

masker, hoogte, temperatuur, het opladen van apparatuur via de USB-poort en andere variabelen. *Testomstandigheden PAP-gebruiksduur: CPAP-modus, druk: 10 cm H₂O, slang van 12 mm, lekkage 37 LPM, temperatuur van circa 23 °C, hoogte: 4442 m.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht: 696 gram

Uitgangsvermogen: 18-24,6 VDC

Batterijtechnologie: Lithium-ion

Ingangspanningsbereik: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,0-1,0 A

Uitgangsvermogen: 50 W

Gebruikstijd: > 8 uur

Minimale levensduur: 500 cycli

Oplaadtijd: </> 5 uur

Onderdeelnummer

Batterijpakket: 1133281

Service

Garantie: 1 jaar

Compatibiliteit

PAP-systeem: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

