

# PHILIPS

Luftfukter for  
System One

System One

Inkludert vannkammer

HH1435



## Flere funksjoner som du ønsker deg

Denne eksterne luftfukteren som kan kobles til, er enkel å bruke for å tilføre luften fuktighet, slik at den blir mer behagelig

### **Suveren komfort takket være optimaliserte fuktighetsnivåer**

- Fuktoptimalisering

### **Dry Box-teknologi**

- Dry Box-teknologi

### **Brukervennlig utforming**

- Toppfestet slangeåpning

# Høydepunkter

# Spesifikasjoner

## Dry Box-teknologi



Isolerer vann fra enheten med enkel tilgang til vannkammer

## Toppfestet slangeåpning



Tilkobling som kan dreies 180 grader for bevegelsesfrihet

## Fuktoptimalisering



Leser luften i rommet og pusten for å justere luftfuktigheten

## Service

Garanti: 2 years

## Design

**Detachable humidifier:** Tas av ved reise

**Humidifier and water chamber:** Forbedret komfort

**Top-mounted hose outlet:** Dreier 180 grader for bevegelsesfrihet

## Heating plate

Maksimal temperatur: 75 °C

## Physical specifications

Mål: 18 cm L x 14 cm B x 10 cm H

Vekt: 0,89 kg

## Water capacity

Anbefalt vannivå: 325 ml

