

PHILIPS

Épilateur à lumière pulsée

Lumea Prestige

Pour le corps et le visage

15 minutes pour les demi-jambes

> 250 000 flashes

Appareil sans fil

SC2007/00



Une peau lisse en permanence*

D'une efficacité inégalée, l'épilateur à lumière pulsée sans fil Philips Lumea Prestige fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps et le visage. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Épilation longue durée grâce à la technologie de lumière pulsée

- Une peau douce et nette jour après jour
- L'efficacité sans effort
- Adapté pour une utilisation sûre et efficace chez vous
- Convient à de nombreux types de peau et de poils

Application douce et efficace sur le corps comme sur le visage

- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles
- Accessoire de précision pour flasher le visage en toute sécurité
- Grande fenêtre de flashage pour une utilisation rapide
- Utilisation tout en douceur

Liberté absolue, contraintes minimales

- Sans fil, ultra-pratique
- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables
- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire
- Mode flash Continu & Manuel pour un flashage facilité


Points forts

Technologie de lumière intense pulsée



Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière pulsée, utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts de la peau renommés pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 utilisateurs.

Une peau douce et nette jour après jour



Philips Lumea envoie de légers flashes à la racine du poil réduisant graduellement votre pilosité naturelle. Répétez les séances pour garder une peau lisse et exempte de poils.

L'efficacité sans effort

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les deux semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Types de peaux et de poils adaptés



Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blanc. De plus, Philips Lumea n'est PAS adapté aux peaux très foncées.

Zones d'application

Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvre supérieure, menton et joues) et votre corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.

Flashage rapide des jambes



Grande fenêtre de flashage pour une utilisation rapide sur les zones étendues telles que les jambes.

Une sécurité accrue sur le visage




L'accessoire de précision est doté d'un filtre UV supplémentaire intégré et permet une utilisation pratique et en toute sécurité sur la lèvre supérieure, le menton et les joues.

Utilisation tout en douceur



Respecte votre peau.

Sans fil, ultra-pratique



La conception sans fil exclusive de Lumea permet d'atteindre tous les recoins du corps, pour une utilisation ultra-pratique.

Aucune pièce de rechange nécessaire



Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite ni lampe de remplacement, ni gel.

Caractéristiques

Sites d'application

Zones corporelles: Bras, Jambes, Ventre, Maillot, Aisselles

Zones du visage: Menton, Joues, Lèvre supérieure

Sécurité et réglages modifiables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Mode d'application

Glisser et flasher: Pour une application pratique

Utilisation avec ou sans fil: Sans fil

Tamponner et flasher: Pour une utilisation sur les courbes

Alimentation

Temps de charge: 100 min

Tension: 100-240 V

Autonomie: 370 flashes minimum

Caractéristiques techniques

Lampe haute performance: Produit <gt/> 250 000 flashes

Accessoires

Embout de précision (2 cm²): Pour une utilisation en toute sécurité sur le visage

Embout pour le corps (4 cm²): Pour l'utilisation sur les zones en dessous du cou

Services

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Éléments inclus

Chargeur: Chargeur multi-tension

Instructions d'utilisation: Mode d'emploi

Stockage: Étui de luxe

Accessoire: Tissu de nettoyage

Heure de l'application

Demi-jambe: 8 min

Aisselle: 1 min

Maillot: 1 min

Zones du visage: 1 min

