

PHILIPS

Magneetti liittimet

Wisp

2 kpl/pakkaus

HH1027



Liittimet helpottavat pääremmien säätämistä

Napsauttamalla kiinnitettävät pääremmien liittimet ja säädettävät läpät nopeuttavat ja helpottavat säätämistä.

Helppokäyttöinen

- Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

Muotoilu

- Napsautettavat pääremmien liittimet ja säädettävät läpät

Kohokohdat

Helppo säätää



Maskin käyttö ja ylläpito on helppoa, sillä siinä on vain vähän osia ja sen pääremmit kiinnittyvät napsauttamalla.

Magneettiliittimet

Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutteista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutteista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

Tekniset tiedot

Vakava varoitus: magneettisia häiriöitä

Ole varovainen sydämentahdistimien kanssa: Lue käyttöohje ennen käyttöä.

Huolto

Takuu: 90 päivää

Muotoilu

Helppo säätää: Itsesäätyvä

Tekniset tiedot

Pääremmin liittimien materiaali: Asetaali-kopolymeeri ja neodyymimagneetti

