

# PHILIPS

Geelipehmusteinen  
maskirunko

Nuance Pro

Geelipehmusteinen maskirunko

HH1108



## Uusi vaihtoehto parempaan uneen

Geelipehmusteinen runko lisää maskin vakautta yön aikana. Liukumattomiin päremmeihin yhdistettynä geelipehmusteinen runko pitää maskin paikallaan ja vähentää tarvetta korjailla sen asentoa.

### **Useita mukavia kehyksiä, vähemmän punaisia jälkiä**

- Vähentää maskin säätötarvetta

# Kohokohdat

## Geelipehmusteinen runko

Nuance on suunniteltu tuntumaan miellyttävältä ja mukavalta.

# Tekniset tiedot

## Tekniset tiedot

**Kehyksen materiaali:** Termoplastinen polyesterielastomeeri

**Rungon pehmusteiden materiaali:** Uretaanigeeli

## Muotoilu

**Useita kehysvaihtoehtoja:**

Geelipehmusteinen runko

**Pysyy paikallaan:** Vähentää maskin säätötarvetta

## Huolto

**Takuu:** 90 päivää

