

PHILIPS

Dispositivo di
epilazione IPL

Lumea Advanced

Per il corpo

15 minuti per parte inferiore
gambe

> 250.000 impulsi luminosi

Cavo extra lungo

SC1995/60



Riduzione delicata e a lunga durata dei peli superflui

Philips Lumea Advanced è ideale per prevenire la ricrescita dei peli sul corpo. L'applicazione regolare di delicati impulsi di luce consente di mantenere una pelle liscia come seta tutti i giorni.

Epilazione duratura con la tecnologia IPL

- Goditi una pelle liscia ogni giorno
- Efficacia senza sforzo
- Adatta ad un uso sicuro ed efficace nel comfort di casa tua
- Adatto per numerosi tipi di peli e di pelle

Rapido, sicuro ed efficace sul corpo

- Per l'uso sul corpo
- Ampia finestra di trattamento, per un'applicazione più veloce
- Trattamento delicato

Massima libertà, minimo sforzo

- Nessuna parte di ricambio, nessun costo aggiuntivo
- 5 impostazioni di intensità della luce
- Modalità Slide & Flash per un'applicazione più pratica


In evidenza

Tecnologia IPL



Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 2000 volontari.

Goditi una pelle liscia ogni giorno



Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo, rallentandone gradualmente la crescita. Ripetendo il trattamento, otterrai una pelle visibilmente liscia e depilata.

Efficacia senza sforzo

I nostri studi hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo quattro soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con pelle

liscia e priva di peli. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti quando è necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale. - Per ingrandire l'immagine, fai clic su di essa nella galleria nella parte superiore di questa pagina

Tipi di pelle e di peli compatibili



Philips Lumea è efficace sui peli di colore (naturale) biondo scuro, castano e nero. Come altri trattamenti basati sulla luce, Philips Lumea NON è efficace sui peli di colore rosso, biondo chiaro e grigio. Questo prodotto NON è adatto alla pelle scura.

Zone di applicazione

Può essere utilizzato in tutta tranquillità sulle zone del corpo al di sotto della nuca: gambe, ascelle, zona bikini, braccia e addome.

Trattamento veloce sulle gambe

Ampia finestra di trattamento per l'applicazione rapida sulle aree più grandi come le gambe.

Trattamento delicato

Delicato sulla pelle.

Non necessita di parti di ricambio



Philips Lumea è una soluzione completa, pronta per l'uso. Inoltre non richiede la sostituzione di lampadine né l'utilizzo di gel.

Modalità di scorrimento Slide&Flash



La modalità di applicazione principale consente un movimento scorrevole per un'applicazione più pratica e continua.

5 impostazioni di intensità della luce

Philips Lumea ha cinque impostazioni di intensità della luce per garantire un'epilazione delicata ma efficace. Se utilizzato correttamente, il trattamento a luce pulsata Lumea di Philips è sicuro e delicato anche su pelli e zone del corpo sensibili.

Specifiche

Zone di applicazione

Zone del corpo: Braccia, Gambe, Addome, Zona bikini, Ascelle

Impostazioni di sicurezza regolabili

Filtro UV integrato: Protegge la pelle dai raggi UV

5 impostazioni di intensità della luce:

Regolabile in base al tipo di pelle

Sistema di sicurezza integrato: Impedisce l'attivazione accidentale del flash

Modalità di applicazione

Scorrimento e flash: Per una pratica applicazione

Con filo/cordless: Con filo

Pressione e flash: Per il trattamento sulle zone curve

Assorbimento

Tensione: 100-240 V

Specifiche tecniche

Lampada ad alte prestazioni: Assicura più di 250.000 impulsi di luce

Accessori

Accessorio per il corpo (4 cm²): Per l'uso al di sotto della nuca

Assistenza

Garanzia: 2 anni di garanzia

Accessori inclusi

Istruzioni d'uso: Manuale utente

A magazzino: Custodia

Adattatore: 24 V / 1500 mA

Accessorio: Panno per la pulizia

Tempo di applicazione

Parte inferiore della gamba: 8 min

Ascella: 1 minuto

Zona bikini: 1 minuto

