

PHILIPS

Bøyle

Nuance Pro

Gel

HH1108



Et nytt alternativ for bedre søvn

Den gelpolstrede konstruksjonen sørger for forbedret stabilitet hele natten igjennom. Den gelpolstrede konstruksjonen med hodestropp som ikke sklir, holder masken på plass og reduserer behovet for etterjustering.

Utvalg av bøyer som gir bedre komfort og færre røde merker

- Reduserer behovet for etterjustering

Høydepunkter

Gelpolstret konstruksjon



Nuance er utviklet for å oppleves behagelig for deg.

Spesifikasjoner

Service

Garanti: 90-days

Design

Utvalg av bøylar: Gelpolstret konstruksjon

Holder seg på plass: Reduserer behovet for etterjustering

Specifications

Bøyleputemateriale: Uretan-gel

Beskrivelser

Frame material: Termoplast polyester elastomer

