

**PHILIPS**

**Ram**

**Nuance Pro**

**Gel**

HH1108



## Ett nytt val för bättre sömn

Ram med gelvaddering ger förbättrad stabilitet under natten. Ram med gelvaddering och huvudband som inte glider av håller masken på plats och minskar behovet av omjustering.

**Olika ramar för komfort och färre röda märken**

- Minskar behovet av omjustering

# Funktioner

## Gel-vadderad ram

Nuance har utformats för att ge en behagligare och mer välbekant känsla.

# Specifikationer

## Specifikationer

**Ram-material:** Termoplastisk polyesterelastomer

**Vadderingsmaterial i ram:** Uretan-gel

## Design

**Olika val av ramar:** Gel-vadderad ram

**Sitter på plats:** Minskar behovet av omjustering

## Service

**Garanti:** 90 dagar

