

PHILIPS

Wisp-rør og -
vinkelrør

Standard

HH1008



Kobles til framsiden av masken

Koble til Wisp-rørene og vinkelkoblingen til framsiden av masken. Du kan også skyve maskerøret gjennom hodesløyfen på hodedelen før du drar i hodedelen

Utforming

- Roterende vinkelrør

Høydepunkter

Roterende vinkelrør

Vinkelrøret roterer 360° og er utformet med hurtigkobling og stille utånding

Spesifikasjoner

Beskrivelser

Rørmateriale: Termoplast polyester elastomer

Materiale i vinkelrør/svingfeste:: Polykarbonat

Utforming

Hurtigfrigjøring: Dreibart 360°-graders vinkelrør

Service

Garanti: 90-days

