

PHILIPS

Conector de tubo y
codo de Wisp

Estándar

HH1008



Se conecta al frontal de la mascarilla

Conecte el tubo y el codo giratorio de Wisp al frontal de la mascarilla. También puede deslizar el tubo de la mascarilla por la correa coronal del arnés antes de colocarse el arnés. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Diseño

- Codo rotatorio

Destacados

Codo rotatorio

El codo rotatorio de 360° presenta un diseño que permite una liberación rápida y una exhalación silenciosa

Especificaciones

Especificaciones

Material del tubo: Elastómero de poliéster termoplástico

Material del codo/conector giratorio: Policarbonato

Diseño

Liberación rápida: Codo rotatorio de 360°

Servicios

Garantía: 90 días

