

PHILIPS

Lämmitetty letku

DreamStation

15 mm

Varaletku

HH1413



Lisää käyttömukavuutta

Oivaltava muotoilu

Kuuluu Dream-tuotesarjaan: pitää kosteuden tasaisena ja määritetyllä tasolla ulkoilman lämpötilasta ja kosteudesta huolimatta (suojaa laitetta kosteuden tihkumiselta)

Pitää ilman kosteana

- Miellyttävää lämmintä ilmaa

Kohokohdat

Entistä mukavampi

DreamStation-kostuttimeen yhdistettynä lämmitettävä letku pitää ilman kosteana, jotta sinä voisit nukkua yösi paremmin.

Tekniset tiedot

Innovatiivinen malli

Mukava ja toimiva: Tuottaa miellyttävää lämmintä ilmaa

Muotoilu

Mukavuus: Joustava letku antaa liikkumavapautta

Kevyt ja joustava: DreamStation PAP -laitteisiin

Huolto

Takuu: 90-days

Yhteensopivuus

Yhteensopiva: Vain DreamStation-laitteeseen

