

PHILIPS

Filtro fino desechable
de 30 días

DreamStation Go

Filtra el polvo, el polen y mucho
más

Sustituir cada 30 días

95% de eficacia a
<lt/> 0,7 micras

6 unidades

HH1454



Filtro fino de 30 días

Los filtros de repuesto desechables de 30 días de Philips ayudan a limpiar el aire que respira atrapando el polvo, el polen, las esporas de moho, la descamación de origen animal, entre otros, con un 95% de eficacia a 0,5-0,7 micras. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Filtro fino desechable de 30 días

- Filtro fino de 30 días

Destacados

Filtro fino de 30 días



Si desea lograr un mejor filtrado, pruebe el filtro fino desechable de 30 días en su dispositivo de PAP DreamStation Go de viaje.

Especificaciones

Información técnica

Sustitución: Every 30 days

Material del filtro: Blended Synthetic Fiber

Eficacia del filtro: 95% Efficient @ .5-.7 micron

Detalles del embalaje

Contenido: Includes 2 filters

Servicios

Garantía: 15-days

Compatibilidad

Sistema PAP: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

