

PHILIPS

Batería de litio para
PAP

Kit
con cable y funda para
adaptadores

HH1433



Diseñado para su total tranquilidad

Suministro de alimentación ininterrumpido

Diseñado para brindar un suministro de alimentación ininterrumpido a los dispositivos de terapia del sueño DreamStation y System One. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Ideal para viajes

- Fácil y ligero para el transporte. Solo 1,02 kg.
- Compacto y ligero

Diseñado para su total confianza y tranquilidad

- Suministro de alimentación ininterrumpido integrado

Siga el tratamiento aun estando lejos de casa

- Duración prolongada de batería

Destacados

Ideal para viajes



Es fácil de transportar, por lo que es idóneo para ir de camping o viajar. El módulo de la batería utiliza la fuente de alimentación del dispositivo de terapia del sueño Philips para reducir el número de cables necesarios para viajar. Cumple los requisitos de la FAA para viajar en avión.

Total tranquilidad



Ayuda a reducir las interrupciones de la terapia. La conexión continua de la batería a la fuente de alimentación del dispositivo de terapia del sueño Philips Respironics lo mantiene cargado y listo para viajar, además de ofrecer la protección de suministro de alimentación ininterrumpido integrado.

Compacto y ligero

Se ajusta cómodamente al maletín de transporte.

Gestione su tratamiento aun estando lejos de casa

En modo CPAP, con presión de 10 cm H₂O, sin humidificación o tubo calefactable, el módulo de la batería proporciona más de 14 horas de duración para los dispositivos PAP.

Especificaciones

Dimensiones

Altura: 13,33

Anchura: 3,17

Profundidad: 22,86 cm

Potencia

Incluye fuente de alimentación: Compatible con DreamStation

Compatible con: las series 50 y 60 de System One

Peso y dimensiones

Peso: 1,02

Servicios

Garantía: 90 días

