

PHILIPS

Pute

Wisp

Petite

HH1002



Myk og komfortabel slik at du kan sove godt

Patentert design med nesetipp-pute og rilleteknologi for automatisk forsegling Resultatet er minst mulig hudkontakt og utmerket forsegling

Utforming

- Mindre irriterende for neseborene

Høydepunkter

Myk og komfortabel



Alle de tre putestørrelsene passer på den samme bøylene

Spesifikasjoner

Service

Garanti: 90-days

Design

Størrelse: Petite

Beskrivelser

Cushion material: silikon/polykarbonat

