

PHILIPS

Hodestropp

Pico

Redusert størrelse

HH1035



Hodestropp som tilpasses med et klikk

SlimLine-hodedel med integrert pannestøtte og stabiliserende hodestropp

Lett å tilpasse

- Personlig, komfortabel tilpasning

Høydepunkter

Lett å tilpasse



Selvjusterende med hodestropp

Spesifikasjoner

Service

Garanti: 90-days

Utforming

Komfort: Selvjusterende

Beskrivelser

Headgear material:

UBL/uretanskum/nylon/Lycra

Cleaning: headgear, tubing: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

