

PHILIPS

Hodedel

TrueBlue

Redusert størrelse

HH1015



TrueBlue-hodestroppen har integrerte justerbare stropper

TrueBlue er utformet for å kunne gi høy grad av komfort, stabilitet og bevegelsesfrihet med færrest mulig tilpasninger.

Utforming

- Bedre stabilitet

Høydepunkter

Justerbare stropper

Hodestroppen har integrerte justerbare stropper som går sammen inn i bakdekselet med hodestroppen, noe som gir økt stabilitet

Spesifikasjoner

Beskrivelser

Hodestroppmateriale: UBL/uretanskum/nylon og Lycra

Rengjøring: hodedel, rør: Vaskes for hånd med mildt rengjøringsmiddel, Skyll grundig, heng til tork

Formgivning

Stabilitet: Bakdeksel med hodestropp

Service

Garanti: 90 dager

