

PHILIPS

Hodestropp

Amara Gel

Liten

Redusert størrelse



HH1219



Når den er justert riktig,
klikkes den på plass

Den dekkende Amara-ansiktsmasken består av langt færre deler enn de ledende tradisjonelle, dekkende ansiktsmaskene. Hodestroppen demonteres og monteres på nytt med bare ett klikk.

Minimalistisk utforming

- 60 % færre deler

Høydepunkter

Enkelhet

Med bare fire deler er den rask og enkel å montere og rengjøre.

Spesifikasjoner

Beskrivelser

Hodestroppmateriale:

UBL/uretanskum/nylon og Lycra

Rengjøring: **hodedel, rør:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Utforming

Færre deler: Komfort

Consumer Trade Item

GTIN: 606959007185

Country of origin: CN

Harmonized system code: 90189084

Pappkartong

GTIN: 20075020087717

Service

Garanti: 90-days

Annet

GTIN: 50075020098998

