

PHILIPS

Huvudband

TrueBlue

Reducerad storlek

HH1015



TrueBlue-huvudbandet har integrerade justerbara remmar

TrueBlue är utformat för att ge högre komfort, stabilitet och rörelsefrihet med minimala justeringar.

Design

- Extra stabilitet

Funktioner

Justerbara remmar

Huvudbandet har integrerade justerbara remmar som övergår i ett enda bakstycke med en huvudrem för extra stabilitet

Specifikationer

Specifikationer

Huvudbandsmaterial: UBL/uretanskum/nylon och lycra

Rengöring: huvudband och slang: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Design

Stabilitet: Bakstycke med huvudrem

Service

Garanti: 90-days

