

PHILIPS

Næsemaske

Pico

Pakke

med lille/mellemstor pude

HH1032



Øget ydeevne

En virkelig pæn næsemaske, der har minimal kontakt med ansigtet og tilbyder enkelhed, komfort og forsegling.

Kompakt design

- Pico sidder behageligt på mere end 98 % af brugerne*
- Den letteste og mindste traditionelle næsemaske *

Ydeevne og komfort

- Giver mulighed for hurtig og nem tilpasning og justering

Vigtigste nyheder

Kompakt design, der giver en naturlig pasform




"Næsetips"-puden er designet til at sidde under din næseryg, hvilket giver minimal kontakt med ansigtet, alt i mens den danner en uovertruffen forsegling. *Arkivdata, Intern markedsføringsundersøgelse 2013

Minimalistisk design, uovertruffen forsegling



Designet og hovedtøjsspænderne gør den lettere at bruge og rengøre.

Den letteste og mindste valgmulighed



Pico har minimal kontakt til ansigtet, hvilket giver dig friheden til at se TV eller læse mens du har den på. *Arkivdata, Intern markedsføringsundersøgelse 2013

Specifikationer

Specifikationer

Driftstryk: 4 – 20 cmH₂O

Lydtryksniveau: 19 dBA

Antal dele: Fem

Pudemateriale: Silikone/polykarbonat

Hovedtøjsmateriale:

UBL/uretanskum/nylon/Lycra

Rengøringsinstruktioner: **maske:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengøring: hovedtøj, slanger: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Ramme-/knæstykke-/drejeledsmateriale:

Polykarbonat

Gribespænders materiale: Termoplastisk polyester-elastomer

Brugsformål

Skal bruges på patienter <gt/> 30 kg: with CPAP prescription

Let og lille

Nem tilpasning og justering: Støjsvag udånding

Consumer Trade Item

GTIN: 00606959008939

Country of origin: CN

Harmonized system code: 90189084

Ydre æske

GTIN: 20075020087854

Service

Garanti: 90-days

Andet

GTIN: 50075020099131

